

# ストレッチャー取扱説明書

品番:AD-01021-Cタイプ



## <もくじ>

- P1 ~ご使用前に~
- P2 ~仕様と材質~
- P3 ~組み立て方~
- P4 ~使用方法①~
- P5 ~使用方法②~

製造元: 合同会社介護タクシー・アド<搬送器具福祉関連機器事業部>

## \* ご使用前に \*

出荷時には十分検査しておりますが、ご使用前に恐れ入りますが、点検をお願いします。

部品の破損、ボルト・ナットの脱落はないか、ガタつきや不具合は無いでしょうか。

点検をお願い致します。

もし異常があれば、誠に申し訳ございませんが、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。



### 【警告】

■人を乗せて手押し移動のストレッチャー以外の目的に使用しないでください。

ストレッチャーの損傷や事故転倒によるケガをする原因となります。

また、身長180cm／体重90kg以上の人を乗せる場合は慎重に安全にご使用ください。

■故障・異常のある時には使用しないでください。手押しの平坦床面使用。

■改造はしないでください。

■ストレッチャーに人を乗せ降ろしの時は、必ずブレーキをして固定を確認してください。

■ストレッチャーに人を乗せる場合は、マットレス前後中央から等分に体重が分散するように乗せて下さい。

片側に体重がかかるような乗せ方で移動するとバランスを崩し転倒・転落の原因となります。



### 【注意】

■階段・段差・溝・長い昇り降り坂での使用は危険です。

■ストレッチャーでエレベーターを移動する際は、ドアの隙間に車輪が落としくまないと確認してください。

■点検・整備・清掃して下さい。

ボルト・ナットの緩み・フレームのゆがみ・ガタつきなどの点検を緩みがあれば締めて下さい。

泥やほこりなどは、ぬれた布でふき取って下さい。あと乾いた布でふき、可動部分に潤滑油さして

いただければ長くご使用いただけます。

●保証書……保証期間は**1年間**です。大切に保管をお願い致します。(別紙)

●アフターサービス……万が一故障・不具合などがございましたら、お買い上げいただいた販売店、または弊社まで恐れ入りますがご連絡を下さい。

●ストレッチャーの手順と使用方法…別紙を参考にして下さい。

不明な点がございましたら、弊社まで御遠慮なくお尋ねください。

## ■製品の仕様

品名	搬送用昇降式ストレッチャーC
品番	AD-01021C
本体サイズ (幅×奥行×高さ)	1820×550×最少490～最大720(mm)キャスター含む
重量	担架14Kg(マットレス含む) トランスポーター26Kg
マットレス重量	3kg
サイドレールサイズ	高さ×幅:210X600(mm)
キャスター～キャスター	幅×長さ:480X910(mm)主軸から主軸:780mm
キャスター	125φ

※品質向上の為、予告なしで仕様変更の場合があります。

## ■各部の材質



・本体フレーム	アルミニウム合金／鉄
・マットレス	オックスフォードレザー／ウレタン
・枕	オックスフォードレザー／ウレタン
・キャスター	ゴム／プラスチック／鉄
・点滴棒	アルミニウム合金／樹脂
・小物入れ	ナイロン
・酸素ボンベ架台	アルミニウム合金／ナイロン


## ■付属品

- ・マットレス
- ・枕
- ・点滴棒(収納式)
- ・小物入れ
- ・酸素ボンベ架台
- ・安全ベルト2本

## ★セット手順


### ①キャスター取付方法

・本商品を逆さまにし、キャスターのボルトを奥までしっかりしめます。(4個全て)



※この時、キャスターが回転しないようにロックをしてください。

(旧ストレッチャー画像使用)




キャスターのボルトに揺れ防止でしめます。

### ②反転して担架を載せ、マットレスを載せる



### ③安全ベルトの取付(2本)



反対側

④最後に小物入れを取付て完成です。



④マットレス頭側の紐を担架のパイプにくくりつけて下さい。(マットレスのズレ防止)




## ★使用方法

### ■背上げの使い方



背上げレバーを上げるか下げるかで、背上げが上下します。(無段階・・・好みの角度で)

(レバーから手を離すと、その位置で止まります)



### ■点滴棒の使い方(畳み方)

左図のようにパネの下の金具をつまみ、右図の上矢印の方向に持ち上げれば、点滴棒は倒すことができます。



固定する際は、倒れた先の黒の樹脂金具に固定して下さい。




黒のねじを緩めれば、高さ調節が可能です。

# ★使用方法

## ■酸素ポンベ架台の使い方


右図のように、酸素ポンベをセットし  
マジックテープで2ヶ所しっかり固定して下さい。

拡大





## ■昇降レバーの使い方

図のとおり、左回りは上がる／右回りは下がる。





このパイプを手前に引くと  
持ち手が折りたたむことも可能です。



## ■サイドレール使い方

図のとおり、サイドレールを矢印の方向へ引くと倒せます。  
起こすとカチッと音がして

※サイドレールをセットする際は、  
この金具が溝に入っていること  
必ず確認してください。



頭側



足側 (拡大)

